



iTOP – individually Trained Oral Prophylaxis

Il programma per le Università in sintesi

Il contesto

La letteratura scientifica ci insegna che la componente microbica del cavo orale, il biofilm, è una struttura estremamente organizzata ed intelligente. Come un Giano bifronte, ha un duplice aspetto: da un lato può determinare una patologia, dall'altro garantire protezione. Per questo motivo è fondamentale adottare strategie igieniche individualizzate, efficaci e non traumatiche per i tessuti gengivali, che circondano il dente, affinché l'equilibrio della salute possa essere o ritornare stabile nel tempo.

La salute orale infatti dipende dall'equilibrio del nostro microbiota ed il nostro obiettivo, in quanto professionisti, è quello di guidare i nostri pazienti attraverso un percorso che li renda consapevoli e competenti nel recupero e nel mantenimento dell'eubiosi.

La risposta iTOP

Il nostro proposito è perseguire e raggiungere questi obiettivi affiancando l'iTOP alla didattica accademica, per fornire pratica applicazione di un approccio igienico sanitario personalizzato, basato sulle specifiche condizioni cliniche del paziente, sulla sua manualità e attitudine.

Gli obiettivi del corso

Con una parte teorica ed una pratica, il corso di 4 ore, guida i partecipanti a:

- scegliere gli strumenti più idonei al protocollo clinico da adottare;
- applicare le corrette tecniche in prima persona su se stessi per sviluppare ed allenare la propria sensibilità tattile, sotto la guida di esperti iTOP Teachers
- personalizzare la terapia igienica sia in termini di strumenti che di loro impiego manuale.

Lo svolgimento del corso

Il percorso didattico si articola in una fase "introduttiva" che suggeriamo di erogare al termine del primo anno del corso di laurea in Igiene Dentale o all'inizio del secondo e una parte di "richiamo" che riteniamo proficua per gli studenti al termine del secondo anno o all'inizio del terzo.

Ogni momento formativo è sviluppato in una sessione teorica ed una successiva parte pratica ed è organizzato in modo tale da assicurarsi che gli studenti abbiano un iTOP Teacher in loro costante affiancamento durante la sessione pratica, attraverso quello che viene definito il metodo "Touch to Teach" (T2T).

Gli strumenti ed i materiali per lo svolgimento del corso sono resi disponibili agli studenti, gratuitamente dall'Academy.

iTOP nel mondo

29 fra le più prestigiose università nel mondo hanno già adottato iTOP come insegnamento curriculare integrandolo in corsi ordinari di Igiene Dentale e Odontoiatria (<https://curadenacademy.com/>).

A queste si affiancano centinaia di seminari che ogni anno vengono tenuti in circa 70 paesi nel mondo sia per studenti sia per professionisti già all'opera.

Con la collaborazione accademica delle Università ed iTOP, la proposta educativa per gli studenti può rispondere sempre meglio alla richiesta, in costante evoluzione, di professionisti volti ad un approccio più consapevole e preventivo della salute.